



TIPPS FÜR DIE WAHL EINES ULTRASCHALLSYSTEMS

Ultraschall ist ein nicht-invasives diagnostisches Bildgebungsverfahren, das in der täglichen Praxis zu einem unverzichtbaren Instrument geworden ist. Seine Möglichkeiten sind zahllos, nicht nur im diagnostischen Einsatz, sondern auch als Ergänzung zu anderen Techniken und Praktiken wie Radiologische Untersuchungen, ultraschallgesteuerte Punktionen, Nachuntersuchungen.

Wir bei Fujifilm Vet haben diesen Artikel mit dem alleinigen Zweck erstellt, Ihnen bei der Wahl Ihres Ultraschallgeräts Unterstützung anzubieten.

1) Portabilität

Wenn Sie mobil arbeiten oder nur wenig Platz in Ihrer Klinik/ Praxis haben, sollten Sie aufgrund der geringen Größe, des geringen Gewichts und der Autonomie (integrierter Akku) über ein tragbares Ultraschallsystem nachdenken. Das sollten Sie im Hinterkopf behalten, wenn Sie es jeden Tag bei sich haben müssen.

Wenn Sie nicht beabsichtigen, es aus der Klinik oder dem Krankenhaus zu verlegen, und Sie über ausreichend Platz verfügen, ist ein stationäres Ultraschallsystem die beste Option. Ein stationäres Ultraschallsystem verfügt über einen größeren Bildschirm, Räder mit Bremsen, eine breite Arbeitsplattform, ist höhenverstellbar und verfügt außerdem über mehrere Anschlüsse, sodass Sie mehr als eine Sonde platzieren können.

2) Art der Untersuchung

Es ist ebenso wichtig zu wissen, warum Sie das Ultraschallgerät benötigen, und welche Möglichkeiten es Ihnen bieten kann.

