



CONSOLE ADVANCE VET – AKQUISITIONSWORKSTATION

Die Console Advance Vet ist die Bedienkonsole für alle DR-Systeme von Fujifilm, die Console Advance Lite Vet für alle FCR-Systeme. Die Arbeitsabläufe sind einfach gestaltet, der Nutzer wird intuitiv durch die einzelnen Arbeitsschritte geleitet: von der Patientenregistrierung bis zur Bildvorschau und -verarbeitung. Mit der Software DICOM Worklist können Patienteninformationen aus allen gängigen RIS-Systemen übernommen werden. DICOM Storage sorgt für die Übertragung der Röntgenbilder an alle handelsüblichen PACS-Systeme. Die Bedienkonsole arbeitet mit der Bildverarbeitungssoftware Dynamic Visualization und Dynamic Visualization II.

CONSOLE ADVANCE VET

Ausführung	Desktop-PC oder Notebook
Speicher / Festplatte	4 GB (Speicher) / 500 GB (gespiegelte Festplatte)
Betriebssystem	Windows 10 Professional, englisch
Display	19"-Farb-TFT (Desktop) oder 15"- bzw. 17"-TFT (Notebook)
Funktionen	Drehen, Kippen, Spiegeln, Zoomen, Invertieren, Einfügen von festen und freien Annotationen, verschiedene Längen- und Winkelmessungen
Anzahl Patienten-/IDs	bis zu 100.000 Patientenakten
DICOM Storage	Software zum Versenden von Röntgenaufnahmen an eine Workstation oder ein PACS
DICOM Worklist	Software für den Empfang von Patientendaten aus einem RIS
Bildbearbeitungssoftware	Dynamic Visualization oder Dynamic Visualization II



HARDWARE

Die Console Advance Vet kann auf einem Notebook, mit 15"- oder 17"-Monitor zur Verfügung gestellt werden. Für eine stationäre Lösung auch mit Desktop-PC möglich. Die Hardware-Modelle können variieren.