



# DIE RÖNTGENGENERATOREN MIT AKKU- ODER NETZBETRIEB



	MEX+20BT LITE	MEX+20BT	MEX+40BT
Gewicht	7,2 kg	11,2 kg	14,2 kg
Ausführung	Hybrid-Generator		
Ladefunktion	in Betrieb und ohne Entnahme des Akkus (< 3 Std.)		
Aufnahmen	bis zu 560 mit einer Akkuladung	bis zu 750 mit einer Akkuladung	bis zu 650 mit einer Akkuladung
Bedienung	Handscharter und Fernbedienungsfunktion		
Röhre	90 kV / 20 mA	100 kV / 20 mA	100 kV / 35 mA
Max. Leistung	1,6 kW bei 80 kV	1,6 kW bei 80 kV	2,4 kW bei 80 kV
Brennfleck	1,2 mm		
Kollimator	mit LED-Lichtquelle		
Laser	integrierter Dual-Laser		
Zubehör	Transportkoffer, Akku / Ladekabel, Handscharter, optional Fußauslöser		



# DIE RÖNTGENGENERATOREN MIT NETZBETRIEB



	MEX+20	MEX+40	MEX+60
Gewicht	9,8 kg	12,8 kg	14,6 kg
Fernbedienungsfunktion	durch Handauslöser		
Bedienung	mit Touchpad, digitale Anzeige, Umkehrfunktion		
Röhre	100 kV / 20 mA	100 kV / 35 mA	100 kV / 60 mA
Max. Leistung	1,6 kW bei 80 kV	2,4 kW bei 80 kV	3,2 kW bei 80 kV
Brennfleck	1,2 mm	1,2 mm	2,0 mm
Kollimator	mit LED-Lichtquelle		
Laser	integrierter Dual-Laser und Maßband		
Zubehör	Transportkoffer, Stromkabel, Handauslöser, optional: Fußauslöser		