



RÖNTGENTISCHSYSTEM FÜR DIE KLEINTIERPRAXIS



Dieser auf die Kleintierpraxis zugeschnittene Röntgentisch für portable Generatoren arbeitet sowohl mit Speicherfolienkassetten als auch mit Flat Panel Detektoren. Ein fester Film-Fokus-Abstand, die schwimmende Tischplatte, das herausnehmbare Streustrahlenraster, das optional erhältlich ist, und weitere Vorteile ermöglichen ein bequemes Arbeiten. Der Fußschalter für das Auslösen einer Aufnahme in 2 Stufen bedeutet ein Plus an Komfort bei der Röntgenuntersuchung. Zudem kann der Röntgentisch je nach Anforderung individuell ausgestattet werden.

DIE BASISVARIANTE

- Säule (TKF-2) für portablen Generator (200 cm)
- Kassettenfach passend für alle gängigen Speicherfolienkassetten und Flat Panel Detektoren
- Schwimmende Tischplatte (4 Wege) mit kratzfester Oberfläche (149 x 64 cm)
- Selbstzentrierende Schublade bis 43 x 43 cm
- Mechanische Bremse

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Fixierungssystem für den Patienten (Binden und Klemmen)
- Myelographiefläche mit vertikaler Kassettenhalterung für Neigungen des Patienten bei Kontrastmitteluntersuchungen
- Höhenverstellbare Säule
- Strahlenquellenrotation (für 90°-Drehungen sowie +/- 180°-Drehungen)
- Seitliche Kassettenhalterung
- Streustrahlenraster