



DRI-CHEM AU20V

High-end Analyse für Ihre klinischen Abläufe

Excellence in Simplicity

Happier Vets, Healthier Pets



FUJIFILM


DRI-CHEM AU20V

Stressfreies Testen - vom Einsetzen bis zum Ergebnis

Simplicity

Einfache Bedienung: Probe, Reagenzien und Verbrauchsmaterial in das Gerät einsetzen

Testparameter, die verdünnt werden müssen, werden nach dem Einsetzen der Reagenzkartusche und der Verdünnung automatisch erkannt. Drücken Sie die Starttaste, um die ca. 10-minütige Messung zu starten.



Auf START drücken



Kein Dosieren oder Mischen von Reagenzien erforderlich



Keine Inkubation erforderlich


Intuition

Einfach zu bedienen, übersichtliches Touchpanel


Alle Bedientasten, sowie die Informationen zu Einstellungen und Messungen, werden auf dem Farb-Touchpanel angezeigt.

Während der Messung wird die verbleibende Zeit gut sichtbar auf dem Display angezeigt.


Die Menüführung ist leicht verständlich und intuitiv zu bedienen.




Die verbleibende Messzeit wird angezeigt.



Ergebnisbildschirm



Kalender




Einfache Ergebnissuche

Connection

Kompaktes Design mit wenig Platzbedarf



Footprint



FUJIFILM

FUJIFILM Healthcare Deutschland GmbH
Balcke-Dürr-Allee 6, 40882 Ratingen
www.fujifilm-vet.de

EXCELLENCE IN SIMPLICITY
HAPPIER VETS, HEALTHIER PETS